



HOSPITAL FURNITURE INSTRUMENTS

Catalogue Version 105





05786

Round Sterilizer Drum

CESTELLI PER STERILIZZARE

Realizzato in acciaio Inox 18/10. Coperchio e fondo stampati, fasce scorrevoli.

ROUND STERILIZER DRUM

Manufactured from 18/10 stainless steel. Domed top and bottom with sliding removable band and drop down clasps. Hinged lid.

TAMBOURS POUR LA STERILISATION

Acier inoxydable 18/10, couvercle à charnières et fermetures latérales.

BOMBONA A CHARNELA

De acero inoxidable 18/10. Parte superior con asa y parte inferior con lamina extraíble.

STERILIZACNÍ BUBNY

Vyrobeny z nerezové oceli 18/10. Klenuté víko a dno, posuvná odnímatelná prezka překrývající otvory. Odklápecí víko

05830

Round Sterilizer Drum "Filter"

CESTELLI PER STERILIZZARE CON FILTRO

Realizzato in acciaio Inox 18/10. Coperchio e fondo stampati, fasce scorrevoli e filtri.

ROUND STERILIZER DRUMS "FILTER"

Manufactured from 18/10 stainless steel. Perforated hinged lid and bottom with interchangeable filters. Designed for vertical steam flow.

TAMBOURS POUR LA STERILISATION AVEC FILTRE

Acier inoxydable 18/10, avec filtres.

BOMBONA CON "FILTRO"

De acero inoxidable 18/10. Tapa perforada con asa y parte inferior con filtros

intercambiables. Projectada para flujo de vapor vertical.

STERILIZACNÍ BUBNY S FILTREM

Vyrobeny z nerezové oceli 18/10. Perforované odklápecí víko a dno s vymnitelnými filtry. Navrženo pro vertikální průtok páry.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS /MEDIDAS /ROZMERY

05786 mm. Ø 125 x 80 H	05801 mm. Ø 240 x 145 H	05816 mm. Ø 340 x 165 H
05787 mm. Ø 125 x 100 H	05802 mm. Ø 240 x 165 H	05817 mm. Ø 340 x 190 H
05788 mm. Ø 125 x 125 H	05803 mm. Ø 240 x 190 H	05818 mm. Ø 340 x 240 H
05789 mm. Ø 165 x 80 H	05804 mm. Ø 240 x 240 H	05819 mm. Ø 340 x 290 H
05790 mm. Ø 165 x 100 H	05805 mm. Ø 240 x 290 H	05820 mm. Ø 340 x 340 H
05791 mm. Ø 165 x 130 H	05806 mm. Ø 240 x 340 H	05821 mm. Ø 340 x 390 H
05792 mm. Ø 165 x 150 H	05807 mm. Ø 240 x 390 H	05822 mm. Ø 390 x 140 H
05793 mm. Ø 165 x 190 H	05808 mm. Ø 290 x 145 H	05823 mm. Ø 390 x 165 H
05794 mm. Ø 190 x 125 H	05809 mm. Ø 290 x 165 H	05824 mm. Ø 390 x 190 H
05795 mm. Ø 190 x 145 H	05810 mm. Ø 290 x 190 H	05825 mm. Ø 390 x 240 H
05796 mm. Ø 190 x 165 H	05811 mm. Ø 290 x 240 H	05826 mm. Ø 390 x 290 H
05797 mm. Ø 190 x 190 H	05812 mm. Ø 290 x 290 H	05827 mm. Ø 390 x 340 H
05798 mm. Ø 190 x 240 H	05813 mm. Ø 290 x 340 H	05828 mm. Ø 390 x 390 H
05799 mm. Ø 190 x 290 H	05814 mm. Ø 290 x 390 H	05829 mm. Ø 390 x 490 H
05800 mm. Ø 240 x 120 H	05815 mm. Ø 340 x 145 H	

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS /MEDIDAS /ROZMERY

05830 mm. Ø 125 x 80 H	05845 mm. Ø 240 x 290 H	05860 mm. Ø 390 x 140 H
05831 mm. Ø 125 x 100 H	05846 mm. Ø 240 x 340 H	05861 mm. Ø 390 x 165 H
05832 mm. Ø 125 x 125 H	05847 mm. Ø 240 x 390 H	05862 mm. Ø 390 x 190 H
05833 mm. Ø 150 x 100 H	05848 mm. Ø 290 x 145 H	05863 mm. Ø 390 x 240 H
05834 mm. Ø 150 x 130 H	05849 mm. Ø 290 x 165 H	05864 mm. Ø 390 x 290 H
05835 mm. Ø 150 x 150 H	05850 mm. Ø 290 x 190 H	05865 mm. Ø 390 x 340 H
05836 mm. Ø 150 x 190 H	05851 mm. Ø 290 x 240 H	05866 mm. Ø 390 x 490 H
05837 mm. Ø 190 x 145 H	05852 mm. Ø 290 x 290 H	
05838 mm. Ø 190 x 165 H	05853 mm. Ø 290 x 340 H	
05839 mm. Ø 190 x 190 H	05854 mm. Ø 290 x 390 H	
05840 mm. Ø 190 x 240 H	05855 mm. Ø 340 x 145 H	
05841 mm. Ø 240 x 145 H	05856 mm. Ø 340 x 165 H	
05842 mm. Ø 240 x 165 H	05857 mm. Ø 340 x 190 H	
05843 mm. Ø 240 x 190 H	05858 mm. Ø 340 x 240 H	
05844 mm. Ø 240 x 240 H	05859 mm. Ø 340 x 290 H	



05867
Instrument Boxes

SCATOLA LISCIA

In acciaio Inox 18/10 . Base e coperchio stampati senza saldature.

INSTRUMENT BOXES

Manufactured from 18/10 stainless steel. Body and lid pressed without welding.

BOITE A INSTRUMENTS

Acier inoxydable 18/10, conteneur et couvercle pressés et sans soudures.

CAJA PARA INSTRUMENTAL

De acero inoxidable 18/10. Cuerpo y tapa sin soldaduras.

BOXY NA NÁSTROJE

Vyrobeny z nerezové oceli 18/10. Vylisováno bez svaru. Odklápecí víko.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY

05867	mm. 180 x 80 x 40 H	05871	mm. 300 x 150 x 60 H
05868	mm. 200 x 100 x 60 H	05872	mm. 320 x 150 x 60 H
05869	mm. 220 x 120 x 60 H	05873	mm. 400 x 160 x 75 H
05870	mm. 250 x 120 x 60 H	05874	mm. 500 x 200 x 120 H



05875
Instrument Boilers

BOLLITORE PER STRUMENTI

In acciaio Inox 18/10 . Base, coperchio e vassoio interno perforato stampati senza saldature.

INSTRUMENT BOILERS

Manufactured from 18/10 stainless steel. Body, lid and perforated internal tray pressed without welding. Hooks to lift the internal tray.

BOUILLEURS A INSTRUMENTS

Acier inoxydable 18/10,, conteneur, couvercle et plateau perforé pressés et sans soudures. Crochets pour fermer le conteneur.

HERVIDOR PARA INSTRUMENTAL

De acero inoxidable 18/10. Cuerpo, tapa y bandeja interior perforados. Estampada sin soldaduras. Tapa con asa para levantar la bandeja interior.

VYVAROVACE NÁSTROJU

Vyrobeny z nerezové oceli 18/10. Vylisováno bez svaru. Úchytky na vyzvednutí vnitřního roštu.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY

05875	mm. 180 x 80 x 40 H	05879	mm. 300 x 150 x 60 H
05876	mm. 200 x 100 x 60 H	05880	mm. 320 x 150 x 60 H
05877	mm. 220 x 120 x 60 H	05881	mm. 400 x 160 x 75 H
05878	mm. 250 x 120 x 60 H	05882	mm. 500 x 200 x 120 H



05883
Wire Mesh Basket

COTENITORI IN FILO

Realizzati in acciaio Inox 18/10

WIRE MESH BASKETS

Manufactured from 18/10 stainless steel

PANIERES

Acier inoxydable 18/10

CESTILLOS DE ALAMBRE

De acero inoxidable 18/10

DRÁTENÁ SÍTA NA NÁSTROJE

Vyrobená z nerezové oceli 18/10.

MODEL L I H MODEL L I H

05883	mm. 210	145	50	05888	mm. 480	240	50
05884	mm. 240	240	50	05889	mm. 540	240	50
05885	mm. 240	240	70	05890	mm. 540	240	70
05886	mm. 240	240	90	05891	mm. 540	240	90
05887	mm. 240	320	50				



05892

Instrument Tray with cover

VASSOIO PORTASTRUMENTICON COPERCHIO

Realizzato in acciaio Inox 18/10.

Stampato senza saldature.

INSTRUMENT TRAYS WITH COVER

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding.

PLATEAUX A INSTRUMENTS AVEC COUVERCLE

Acier inoxydable 18/10, conteneur pressés et sans soudures.

BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL CON TAPA

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras.

TÁC NA NÁSTROJE S VÍČKEM

Vyroběn z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svaru.

Rovné dno.

MODEL	DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY	
05892	mm. 225 x 125 x 50	05896 mm. 220 x 170 x 50
05893	mm. 260 x 180 x 30	05897 mm. 280 x 200 x 50
05894	mm. 310 x 195 x 60	05898 mm. 320 x 240 x 50
05895	mm. 350 x 250 x 40	05899 mm. 370 x 270 x 50
		05900 mm. 460 x 360 x 55



05901

Instrument Tray without cover

Vassoi di strumenti CON COPERCHIO OUT

Realizzato in acciaio Inox 18/10. Stampato senza saldature.

INSTRUMENT TRAYS WITH OUT COVER

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding.

PLATEAUX appareil avec couvercle OUT

Acier inoxydable 18/10, conteneur pressés et sans soudures.

BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL CON TAPA SALIDA

De acero inoxidable 18/10.

Sin soldaduras.

PŘÍSTROJOVÁ zásobníků krytky

Vyroběn z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svaru. Rovné dno.

MODEL	DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY	
05901	mm. 200 x 150 x 25	05905 mm. 220 x 170 x 50
05902	mm. 260 x 180 x 30	05906 mm. 280 x 200 x 50
05903	mm. 300 x 200 x 30	05907 mm. 320 x 240 x 50
05904	mm. 350 x 250 x 40	05908 mm. 370 x 270 x 50
		05909 mm. 460 x 360 x 55
		05909A mm. 480 x 330 x 20



MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY

05910	mm. 210 x 110 x 50 W/internal tray
05911	mm. 240 x 160 x 50 W/internal tray
05912	mm. 300 x 180 x 50 W/internal tray
05913	mm. 360 x 210 x 50 W/internal tray
05914	mm. 400 x 230 x 55 W/internal tray

**05910
Instrument Trays with &
without Cover**

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY

05915	mm. 210 x 110 x 50
05916	mm. 240 x 160 x 50
05917	mm. 300 x 180 x 50
05918	mm. 360 x 210 x 50
05919	mm. 400 x 230 x 55

VASSOIO PORTASTRUMENTICON COPERCHIO

Realizzata in acciaio Inox 18/10. Stampata senza saldature. Con due maniglie laterali.

INSTRUMENT TRAYS WITH COVER

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding. Two side handles

PLATEAUX A INSTRUMENTS AVEC COUVERCLE

Acier inoxydable 18/10, pressé et sans soudures. Deux poignées de manipulation.

BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL CON TAPA

De acero inoxidable 18/10. Estampada sin soldaduras. Dos asas laterales.

TÁC NA NÁSTROJE S VÍCKEM

Vyroběn z nerezové oceli 18/10. Lisováno bez svarů. Dvě postranní úchytky.

Vassoi di strumenti CON COPERCHIO OUT

Realizzata in acciaio Inox 18/10. Stampata senza saldature. Con due maniglie laterali.

INSTRUMENT TRAYS WITH OUT COVER

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding. Two side handles

PLATEAUX appareil avec couvercle OUT

Acier inoxydable 18/10, pressé et sans soudures. Deux poignées de manipulation.

BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL CON TAPA SALIDA

De acero inoxidable 18/10. Estampada sin soldaduras. Dos asas laterales.

PŘÍSTROJOVÁ zásobníků krytky

Vyroběn z nerezové oceli 18/10. Lisováno bez svarů. Dvě postranní úchytky.



0520
Gallipot

GALLIPOT

Realizzata in acciaio Inox 18/10. Stampata senza saldature. Base piatta.

GALLIPOT

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding. Flat bottom.

GALLIPOT

Acier inoxydable 18/10, pressé et sans soudures, fond plat.

GALLIPOT

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras.

Base plana.

GALLIPOT

Vyrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svaru. Rovné dno.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY

05920	Ø 40 mm ml.30	05925	Ø 150 mm ml.750
05921	Ø 60 mm ml.50	05926	Ø 180 mm ml.1500
05922	Ø 80 mm ml.150	05927	Ø 200 mm ml.2100
05923	Ø 100 mm ml.250	05928	Ø 250 mm ml.3500
05924	Ø 120 mm ml.450		



05929

Round Bowls With & Without Cover

Round Bocce CON & SENZA COPERTURA

Realizzata in acciaio Inox 18/10. Stampata senza saldature. Base piatta.

ROUND BOWLS WITH & WITH OUT COVER

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding. Flat bottom.

Vasques rondes AVEC & AVEC SOUSCRIPTION

Acier inoxydable 18/10, pressé et sans soudures, fond plat.

RONDA DE BOLAS CON Y CON SALIDA CUBIERTA

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras.

Base plana.

ROUND mísy s & S krytky

Vyrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svaru. Rovné dno.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS /MEDIDAS /ROZMERY

WITH COVER

05929 Ø 40 mm ml.30
05930 Ø 60 mm ml.50
05931 Ø 80 mm ml.150
05932 Ø 100 mm ml.250
05933 Ø 120 mm ml.450

05934 Ø 150 mm ml.750
05935 Ø 180 mm ml.1500
05936 Ø 200 mm ml.2100
05937 Ø 250 mm ml.3500

WITH OUT COVER

05938 Ø 40 mm ml.30
05939 Ø 60 mm ml.50
05940 Ø 80 mm ml.180
05941 Ø 100 mm ml.250
05942 Ø 120 mm ml.450

05943 Ø 135 mm ml.600
05944 Ø 180 mm ml.1500
05945 Ø 200 mm ml.2100
05946 Ø 250 mm ml.3500
05946A Ø 300 mm ml.4000



05947

Sputum Cup

SPUTACCHIERA

Realizzata in acciaio Inox 18/10 stampata senza saldature. Con impugnatura e coperchio.

SPUTUM CUP

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding, complete with handle and lid.

CRACHOIR

Acier inoxydable 18/10. Avec couvercle, poignée, sans soudures.

ESCUPIDERA

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras.

Con asa y tapa.

NÁDOBA NA SPUTUM

Vyrobena z nerezové oceli 18/10. Lisována bez svaru, dodávána s držákem a víčkem.



05948

Kidney bowls with Cover

BACINELLA RENIFORME CON COPERCHIO

Realizzata in acciaio Inox 18/10. Stampata senza saldature

KIDNEY BOWLS WITH COVER

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding.

HARICOTS AVEC COUVERCLE

Acier inoxydable 18/10, sans soudures.

RIÑONERAS CON TAPA

De acero inoxidable 18/10. Sin soldadura.

EMITNÍ Miska s víčkem

Vyrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svaru.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS /MEDIDAS /ROZMERY

05948 160 mm
05949 200 mm
05952 300 mm

05950 250 mm
05951 280 mm



05953

Kidney bowls

BACINELLA RENIFORME

Realizzata in acciaio Inox 18/10. Stampata senza saldature

KIDNEY BOWLS

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding.

HARICOTS

Acier inoxydable 18/10, sans soudures.

RIÑONERAS

De acero inoxidable 18/10. Sin soldadura.

EMITNÍ Miska

Vyrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svaru.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS /MEDIDAS /ROZMERY

05953 160 mm
05954 200 mm
05957 300 mm

05955 250 mm
05956 280 mm



05958

Irrigator

IRRIGATORE

Realizzato in acciaio Inox 18/10 stampato senza saldature. Con manico e anello di sostegno.

IRRIGATOR

Manufactured from 18/10 stainless steel, without welding. with handle and holder

IRRIGATEUR

Acier inoxydable 18/10, sans soudure. Avec poignée de manipulation et crochet.

IRRIGADOR

De acero inoxidable 18/10, sin soldaduras.

Con asa y gancho.

IRIGÁTOR

Vyrobena z nerezové oceli 18/10.

S rukojetí a držákem

MODEL **DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY**

05958 1000 ml
05959 10 1500 ml
05960 20 2000 ml



05971

Forceps Jar

PORTA STRUMENTI

Realizzato in acciaio Inox 18/10.

FORCEP JARS

Manufactured from 18/10 stainless steel.

BOITE A PINCES

Acier inoxydable 18/10.

CUBETA POR PINZAS

Construida en acero inoxidable 18/10.

TOULEC NA NÁSTROJE

Vyrobena z nerezové oceli 18/10.

MODEL **DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY**

05971 Ø 30 x 90 mm
05972 Ø 50 x 130 mm
05973 Ø 50 x 180 mm



05961

Measuring Jar

CARAFFA GRADUATA

Realizzata in acciaio Inox 18/10 stampata senza saldature. Con impugnatura.

GRADUATED MEASURING JAR

Manufactured from 18/10 stainless steel, without welding. With handle.

VASE À MESURER GRADUÉ

Acier inoxydable 18/10, sans soudure.

Avec poignée.

VASO GRADUADO PARA MEDIR

De acero inoxidable 18/10, sin soldaduras.

Con asa lateral.

NEREZOVÁ ODMERKA SE STUPNICÍ

Vyrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním

bez svaru. S rukojetí a držákem.

MODEL **DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY**

05961 500 ml
05962 2000 ml

05963

Dressing Jar

VASO PORTA MEDICAZIONI

Realizzato in acciaio Inox 18/10.

Con coperchio.

DRESSING JAR

Manufactured from 18/10 stainless steel, with cover.

VASE POUR PANSEMENT

Acier inoxydable 18/10, avec couvercle.

VASO PARA MEDICACION

De acero inoxidable 18/10, con tapa.

DÓZA NA OBVAZY

Vyrobena z nerezové oceli 18/10, s víkern.

MODEL **DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY**

05963	mm. 75 x 75	05967	mm. 180 x 180
05964	mm. 100 x 100	05968	mm. 200 x 200
05965	mm. 125 x 125	05969	mm. 250 x 250
05966	mm. 150 x 150	05970	mm. 300 x 300



05974
Bed Pan



BED PAN SLEEPER

Realizzata in acciaio Inox 18/10 stampata senza saldature. Con impugnatura.

BED PAN SLEEPER

Manufactured from 18/10 stainless steel, pressed without welding. With handle.

LIT PAN SLEEPER

Acier inoxydable 18/10, sans soudures.

Avec poignée.

CAMA PAN DURMIENTE

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras. Con asa.

BED PAN SLEEPER

Vyrobená z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svarů. S rukojetí.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY

05974

Adult Adulte Adulto Adulto Pro dospělé

05975

Child Enfant Nino Pediatrico Pro děti

05976
Bed Pan



BED PAN ROUND

Realizzata in acciaio Inox 18/10 stampata senza saldature. Con impugnatura.

BED PAN ROUND

Manufactured from 18/10 stainless steel, pressed without welding. With handle.

LIT MOULE ROND

Acier inoxydable 18/10, sans soudures.

Avec poignée.

CAMA REDONDA PAN

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras.

Con asa.

BED PAN ROUND

Vyrobená z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svarů. S rukojetí.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY

05976

Senza coperchio Without cover Sans couvercle
Sin tapa Bez víka

05977

Con coperchio With cover Avec couvercle
Con tapa S víkem

05978

Bed Pan "Fracture" Type

PADELLA DA LETTO

Realizzata in acciaio Inox 18/10.

BED PAN "FRACTURE" TYPE

Manufactured from 18/10 stainless steel.

BASSIN DE LIT

Acier inoxydable 18/10.

CHATA

De acero inoxidable 18/10.

LOŽNÍ MÍSA

Vyrobena z nerezové oceli 18/10.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY

05978

Adult Adulte Adulto Adulto Pro dospělé

05979

Child Enfant Nino Pediatrico Pro děti



05980

Female Urinal

PAPPAGALLO PER DONNA

Realizzato in acciaio Inox 18/10.

Con impugnatura.

FEMALE URINAL

Manufactured from 18/10 stainless steel. With handle.

FEMME URINAL

Acier inoxydable 18/10, avec poignée.

FEMENINO ORINAL

De acero inoxidable 18/10. Con asa.

NÁDOBA NA MOC PRO ŽENY

Vyrobena z nerezové oceli 18/10. S rukojetí.

05981

Male Urinal

PAPPAGALLO PER UOMO

Realizzato in acciaio Inox 18/10.

Con impugnatura.

MALE URINAL

Manufactured from 18/10 stainless steel. With handle.

HOMME URINAL

Acier inoxydable 18/10, avec poignée.

MASCULINO ORINAL

De acero inoxidable 18/10. Con asa.

NÁDOBA NA MOC PRO MUŽE

Vyrobena z nerezové oceli 18/10. S rukojetí.



03801

Hospital Bed

lit D' Hospital



- : - Wooden bed panels, round metal frame
- : - Feet with non-slip pads
- : - Enamelled steel frame
- : - Dimension mattress support: 190 x 90 cm,
bed: (L) 196 x (W) 91 x (H) 51 cm

- : - Panneaux de lit en bois, cadre rond en métal
- : - Pieds avec patins antidérapants
- : - Châssis en acier émaillé
- : - Support du matelas Dimension: 190 x 90 cm,
lit: (L) x 196 (W) x 91 (H) 51 cm



03802

Hospital Bed

lit D' Hospital

- : - Hooder raised by crank
- : - Wooden bed panels, round metal frame
- : - Legs with 125 mm castors with vumpers, 2 with
- : - Enamelled steel frame
- : - Dimension mattress support: 190 x 90 cm,
bed: (L) 196 x (W) 91 x (H) 51 cm

- : - Housseuse soulevée par manivelle
- : - Panneaux de lit en bois, cadre rond en métal
- : - Jambes avec 125 mm roulettes avec vumpers, dont 2 avec
- : - Châssis en acier émaillé
- : - Support du matelas Dimension: 190 x 90 cm,
lit: (L) x 196 (W) x 91 (H) 51 cm



03803
Examination Couch

MODEL **DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY**

180 x 55 x 75 H (cm)

LETTINO VISITA

Realizzato in tubo tondo cromato. Poggiatesta completamente regolabile. Il piano è imbottito e rivestito in plastica lavabile e materiale ignifugo.

DIMENSIONI: 180x55x80 (H) cm. Struttura smontabile.

EXAMINATION COUCH

Manufactured in chrome-plated round tube. Fully adjustable headrest. Top is upholstered and covered with washable plastic and flame retardant material.

DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm. Knock down construction.

LIT D'EXAMEN

Fabriqu  en tube rond chrom . Appui-t te enti rement r glable. Matelas rembourr  et recouvert de plastique lavable et mat riel au feu suivant.

DIMENSIONS: 180x55x80 cm (H). Construction d montable.

CAMA DE RECONOCIMIENTO

Fabricado en tubo redondo cromado. Apoyo para la cabeza totalmente ajustable. Parte superior acolchada y cubierta con pl stico lavable y de material retardante de llama.

DIMENSIONES: 180x55x80 (H) cm. Estructura desmontable.

VY ET ROVAC  LEH TKO

Vyrobeno v chromovan m kulatou trubkou. Pln  nastaviteln  op rka hlavy. Top je  aloun n  a pokryt se omyvateln ho plastu a ohe  retardent materi lu.

ROZM RY: 180x55x80 (H) cm. Rozkl dac  konstrukce.

LETTINO GINECOLOGICO

Struttura in tubo d'acciaio rotondo cromato. Schienale e parte anteriore regolabili, imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo con catino inox  32 cm. e due reggicoscce standard. Struttura smontabile

GYNAECOLOGICAL COUCH

Manufactured in Chrome-plated round steel tube. Adjustable back-rest and leg sections. Top is upholstered and covered with washable plastic material flame retardent. Complete with S.S. steel bowl  32 cm., and two standard padded leg holders. Knock down construction.

DIVAN GYNECOLOGIQUE

Structure en acier chrom . T ti re et plateau de jambes r glables. Matelas rembourr  avec rev tement anti-feu lavable. Livr  avec: 1 cuvette en acier inox  32 cm. et appui-jambes standard rembourr . Structure d montable.

CAMA PARA GINECOLOG A

Estructura de acero cromado. Respaldo y perneras regulables. Parte superior acolchada y forrada con material de pl stico lavable, ignifugo. Dotada con cubeta de acero inox  32 cm, y dos gotieras standard. Estructura desmontable.

GYNEKOLOGICK  KRESLO

Vyrobeno z ocelov ch trubek kruhov ho prurezu s pochromovan ch povrchovou  pravou. Nastaviteln  z dov  v etne polohov n  nohou. Vrchn   st leh tko je  aloun n  s umelohmotn m umyvateeln m a nehorlav m povrchem. Dod v no s m sou prum. 32 cm z nerezov  oceli a dvema staviteln mi podperami kolen. Rozkl dac  konstrukce.



03804
GYNAECOLOGICAL
COUCH

MODEL **DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMERY**

180 x 55 x 80 H (cm)



03805
Delivery Bed

LETTO GINECOLOGICO

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Tre sezioni con controllo indipendente. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo con catino inox ø 32 cm., due reggiscosce anatomici regolabili, poggiaspalle, manopole e asta porta flebo. La sezione gambe è mobile su 4 ruote delle quali due con freni. DIMENSIONI: 180x55x80 H cm.

DELIVERY BED

Manufactured in chrome plated steel tube, three sections with independent controls. Top is upholstered with washable plastic material, flame retardant. Complete with padded shoulder rest, leg-holders and S.S. bowl ø 32 cm., Leg section movable on castors, two of which with brakes. DIMENSIONS: 180x55x80 H cm.

TABLE D'ACCOUCHEMENT

Structure en tube d'acier chromé, trois sections réglables et indépendantes. Matelas rembourrée avec revêtement lavable et traité anti-feu. Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm. appui-jambes anatomiques réglables, épaulières rembourrées. Partie jambes sur roulettes, deux avec freins.

DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm

CAMA PARA PARTOS

Estructura de acero cromado. Tres secciones con control independiente. Parte superior acolchada y forrada de material plástico e ignífugo. Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm, dos gotieras regulables y acolchada y soporte para la espalda acolchado. Sección piernas montada sobre ruedas, dos con freno. MEDIDAS: 180x55x80 H.cm

PORODNÍ LŮŽKO

Vyrobeno z pochromovaných ocelových trubek, třídílné s nezávislým nastavením. Vrchní část křesla je čalouněná s umělohmotným umývatelným a nehořlavým povrchem. Dodáváno se dvěma stavitelnými podpěrami nohou a mísou z nerezové oceli. Nožní část pohyblivá, opatřená kolečky se dvěma brzdami..ROZMĚRY: 180 x 55 x 80 cm Rozkládací konstrukce.



03806
Gynaecological
Examination
Couch

DIVAN
GYNECOLOGIQUE



03807
Birthing Table

TABLE D'
ACCOUCHEMENT

- Structure in stainless steel square tubing.
- Adjustable headrest with high strength auto rack.
- Upholstered and high density foam (30 kg / m³), 5 cm thick, washable plastic-coated fabric flame retardant (fire classification M1).
- Retractable footrest under the seat part.
- Articulated lower leg.
- Stainless steel basin.
- Porte rolls.
- Maximum load: 150kg.
- Black color.

- Structure en tubes carrés acier inoxydable.
- Tête réglable avec crémaillère automatique haute résistance.
- Matelas rembourré de mousse très haute densité (30 kg / m³), épaisseur 5 cm, recouvert de tissu plastifié lavable ignifugé (classement résistance au feu : M1).
- Repose-pieds escamotables sous la partie assise.
- Repose-jambes articulés.
- Bassine en inox.
- Porte-rouleaux.
- Charge maximum : 150kg.
- Coloris noir.

- Structure of square steel tubes inoxidable. Trois adjustable, independent sections
- : Back, seat, footrests.
- Position Trendelenburg. Tête et assise réglables avec crémaillère automatique haute résistance.
- Upholstered and high density foam (30 kg / m³), 5 cm thick plasti.é washable cloth cover fireproof (Rank M1 fire resistance).
- Retractable footrest under the seat portion, 1 pair of adjustable shoulder pads,
- 1 pair of grab handles adjustable, 1 bowl stainless steel door 1 serum.
- 1 carrier rollers. Maximum load: 150kg. Black.

- Structure en tubes carré acier inoxydable. Trois sections réglables et indépendantes
- : dossier, assise, repose-pieds.
- Position Trendelenburg. Tête et assise réglables avec crémaillère automatique haute résistance.
- Matelas rembourré de mousse très haute densité (30 kg / m³), épaisseur 5 cm recouverte de tissu plasti.é lavable ignifugé (Classement résistance au feu M1).
- Repose-pieds escamotables sous la partie assise, 1 paire d'épaulières ajustables,
- 1 paire de poignées de maintien ajustables, 1 bassine en acier inoxydable, 1 porte sérum.
- 1 porte-rouleaux. Charge maximum : 150kg. Coloris noir.



03901
Instrument Trolley

CARRELLO PORTASTRUMENTI
INSTRUMENT TROLLEY
GUERIDON
CARRO PARA INSTRUMENTAL
INSTRUMENTÁLNÍ VOZÍK

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

03901 60 x 40 x 80 H (cm)

03902 70 x 50 x 80 H (cm)

03903 90 x 60 x 80 H (cm)



CARRELLO PER MEDICAZIONI

Struttura in acciaio Inox 18/10. Ripiani con bordi sui quattro lati. Maniglia di spinta. Montato su ruote ø 80 mm. Struttura smontabile

INSTRUMENT TROLLEY

Manufactured in stainless steel 18/10. Shelves with upstands on four sides. Push handle. Mounted on ø 80 mm. casters. Knock down construction

TABLE DE PANSEMENT

Structure en acier inox 18/10. Deux plateaux avec 4 bords relevés. Poignée. Monté sur roulettes ø 80 mm. Structure démontable.

CARRO PARA INSTRUMENTAL

Estructura de acero inoxidable 18/10. Estante con rebordes laterales. Empuñadura para empujar. Montado sobre ruedas de ø 80 mm. Estructura desmontable.

INSTRUMENTÁLNÍ VOZÍK

Vozíky vyrobeny z nerezové oceli 18/10. Police mají postranní lišty na všech stranách. Rukojeť. Vozík opatřen čtyřmi kolečky prům. 80 mm. Rozkládací konstrukce.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

03904 70 x 50 x 80 H (cm)



03904
Instrument Trolley

03905

Trolley

CARRELLO PER MEDICAZIONI

Completo con: • Cassetto e catino Inox 18/8 Ø 32 cm.

TROLLEY

Complete with: • S.S. bowl 18/10 Ø 32 cm.

TABLE DE PANSEMENT

Livré avec: • cuvette en acier inox 18/10, Ø 32 cm.

CARRO PARA INSTRUMENTAL

Dotado de: • 1 cubeta de acero inox 18/10 Ø 32 cm

VOZÍK

Dodáván s: Policový - Mísou prům. inox 18/10 Ø 32 cm.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

	70 x 50 x 80 H (cm)
03905	1 Cassetto • Drawer • Tiroir • Cajon • Policový
03906	2 Cassetto • Drawer • Tiroir • Cajon • Policový



03907

Dressing Trolley

CARRELLO MEDICAZIONI

Completo con: • Portaflaconi in acciaio inox • Porta rifiuti rettangolare in acciaio inox • Catino Inox Ø 32 cm.

DRESSING TROLLEY

Complete with: • Stainless steel bottle rack • Rectangular waste bin • S.S. Bowl Ø 32 cm.

GUERIDON D'URGENCE

Livré avec: • Porte-flacons en inox • Poubelle en inox • Cuvette en inox Ø 32cm.

CARRO PARA MEDICACIONES

Dotado de: • Portabotellas de acero inoxidable • Cajón de basura rectangular • Cubeta Ø 32cm

VOZÍK NA OBVAZOVÝ MATERIÁL

Dodáván s: • Příhrádkou na láhve z nerezové oceli Obdélníkovým odpadkovým košem Mísou prům. 32 cm

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

03907	70 x 50 x 80 H (cm)
-------	---------------------





03908
Instrument Trolley

CARRELLO PORTASTRUMENTI
INSTRUMENT TROLLEY
GUERIDON
CARRO PARA INSTRUMENTAL
INSTRUMENTÁLNÍ VOZÍK

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

03908 60 x 40 x 80 H (cm)
03909 70 x 50 x 80 H (cm)
03910 90 x 60 x 80 H (cm)

STRUMENTO CARRELLO CON RAIL
INSTRUMENT TROLLEY WITH RAIL
CHARIOT INSTRUMENT AVEC RAIL
CARRINHO DE INSTRUMENTO COM RAIL
NÁSTROJ vozík s RAIL

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

03911 60 x 40 x 80 H (cm)
03912 70 x 50 x 80 H (cm) 03901
03913 90 x 60 x 80 H (cm)

03914
Instrument Trolley

CARRELLO PORTASTRUMENTI
INSTRUMENT TROLLEY
GUERIDON
CARRO PARA INSTRUMENTAL
INSTRUMENTÁLNÍ VOZÍK

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

03914 70 x 50 x 80 H (cm) 3 Shelve

STRUMENTO CARRELLO CON RAIL
INSTRUMENT TROLLEY WITH RAIL
CHARIOT INSTRUMENT AVEC RAIL
CARRINHO DE INSTRUMENTO COM RAIL
NÁSTROJ vozík s RAIL

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

03915 70 x 50 x 80 H (cm) 3 Shelve





03916 Trolley with Drawer

CARRELLO PER MEDICAZIONI

TROLLEY

TABLE DE PANSEMENT

CARRO PARA INSTRUMENTAL

VOZÍK

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS /MEDIDAS /ROZMERY

70 x 50 x 80 H (cm)

03916 1 Cassetto • Drawer • Tiroir • Cajon • Policový

03917 2 Cassetto • Drawer • Tiroir • Cajon • Policový

03918 Rex Trolley

REX TROLLEY

Completa spogliatoio trolley in acciaio inox. Fornito con 3 ripiani, cestino rifiuti, reggi bottiglie, sbarre nei due ripiani inferiori, 4 rotelle, Ø 100 mm (2 con freno)

REX TROLLEY

Complete stainless steel dressing trolley. Supplied with 3 shelves, waste bin, support for bottles, guard rails on the two bottom shelves, 4 wheels, Ø 100 mm (2 with brakes)

REX TROLLEY

Chariot de pansement complet de l'acier inoxydable. Livré avec 3 étagères, bac de déchets, tiroirs, support pour bouteilles, garde-corps sur les deux étagères du bas, 4 roues, Ø 100 mm (2 avec freins)

REX TROLLEY

De acero inoxidable completa carro vestidor. Se suministra con 3 estantes, cubo de la basura, cajón, soporte para botellas, barandillas en los dos estantes inferiores, 4 ruedas, Ø 100 mm (2 con freno)

REX TROLLEY

Kompletní nerezové oceli oblékání vozík. Dodává se s 3 policemi, Odpadkový koš, zásuvky, podporu na lahve, ochranné zábradlí na obou spodních polic, 4 kola, Ø 100 mm (2 s brzdou)





03919

DRAWER BEDSIDE TABLE TABLE DE CHEVET

with Metal Top And Drawer
Melamine Covered Wood Panels With Abs Shockproof Corners
Feet With Non-slips Pads
Made From Epoxy Painted Steel Sheet
Dimensions 390 X 480 X 880

avec métallique supérieur et tiroir
Mélamine couvert de panneaux Wood avec ABS antichoc Corners
Pieds avec des tampons non-feuilletés
Fait à partir Epoxy peint de tôle d'acier
Dimensions: 390 X 480 X 880



03920

DRAWER BEDSIDE TABLE WITH DOOR ON LOWER PART TABLE DE CHEVET 1 TIROIR PARTIE BASSE AVEC PORTE

with shelf, magazine rack and door on lower part
Melamine Covered Wood Panels With Abs Shockproof Corners
Feet With Non-slips Pads
Made From Epoxy Painted Steel Sheet
Dimensions 390 X 480 X 880

avec étagère, porte-revues et porte sur la partie inférieure
Mélamine couvert de panneaux Wood avec ABS antichoc Corners
Pieds avec des tampons non-feuilletés
Fait à partir Epoxy peint de tôle d'acier
Dimensions: 390 X 480 X 880



03921
Mayo Table

TAVOLO DI MAYO

Struttura in acciaio Inox, altezza regolabile, la base e' montata su 4 ruote.

MAYO TABLE

Stainless steel construction, variable height, 4 castor base.

TABLE MAYO

En acier inoxydable. Hauteur réglable, piètement mobile avec roulettes.

MESA DE MAYO

Estructura de acero inoxidable. Altura regulable. Base con 4 ruedas.

STOLEK MAYO

Vyroben z nerezové oceli, nastavitelná výška, opatřen čtyřmi kolečky.

Code

03921

CARICO MAX
MAX LOADING
CHARGE MAX
CARGA MÁX
MAXIMÁLNÍ NÁKLAD

40 kg

RUOTE GIREVOLI
SWIVEL CASTERS
ROUES PIVOTANTES
RUEDAS GIRATORIAS
PRŮMĚR KOLEČEK


60 mm (cm)

MISURE
SIZE
ENCOMBREMENT
MEDIDAS
ROZMĚRY

45 x 67,5 x 80/115 H.



Normal Range



07503
S.S. Four Hooks



07504
S.S. Two Hooks



07505 4 Hook Plastic
07506 2 Hook Plastic



07507
Bed Attachment



07508
Bottle Holder

BASE IN ACCIAIO INOX

- 07500 Inox, 4 ganci plastica.
- 07501 Inox, 2 ganci Inox.
- 07502 Inox, 4 ganci Inox.

STAINLESS STEEL BASE

- 07500 S.S. tube, 4 plastic hooks.
- 07501 S.S. tube, 2 S.S. hooks
- 07502 S.S. tube, 4 S.S. hooks.

PIÈTAMENT INOXYDABLE

- 07500 Tubeinox, 4 crochets en plastique.
- 07501 Tube inox, 2 crochets en acier inox.
- 07502 Tube inox, 4 crochets en acier inox.



07500

I.V. Stand on Castors

BASE DE ACERO INOX

- 07500 inox, 4 ganchos de plástico.
- 07501 inox, 2 ganchosc
- 07502 inox, 4 ganchos inox.

NEREZOVÁ ZÁKLADNA

- 07500 Nerezová ocelová trubka, 4 plastové háčky.
- 07501 Nerezová ocelová trubka, 2 nerezové háčky.
- 07502 Nerezová ocelová trubka, 4 nerezové háčky.

DIMENSIONI | SIZE | DIMENSIONS | MEDIDAS | ROZMĚRY : 115 / 220 H (cm)

Premium Range



07509

I.V. Stand Single Hand
Operating Pole Only

07509

I.V. Stand Single Hand
Solo Pole operativo

I.V. Stand Single Hand
Operating Pole Only

Intraveineux Tenez à une main
Pôle d'exploitation seulement

I.V. Párese Una Mano
Sólo Polo de funcionamiento

I.V. Stojan jednou rukou
Provozní Pole pouze

07510

I.V. STAND SINGLE HAND OPERATING ON CASTER

I.V. STAND MAIN unique agissant sur ROULETTE
réglable en hauteur de 215 cm 135 cm

I.V. STAND SINGLE HAND OPERATING ON CASTER
adjustable height from 135- 215 cm

I.V. STAND MAIN unique agissant sur ROULETTE
réglable en hauteur de 215 cm 135cm

I.V. soporte de la mano únicos a CASTER
de altura regulable entre 135-215 cm

I.V. STAND jednou rukou pracující na CASTER
nastavitelná výška od 135- 215cm

07512

I.V. STAND SINGLE HAND OPERATING ON CASTER


I.V. SUPPORTO A VITE TIPO ON CASTER
altezza regolabile da 135-215 centimetri

I.V. STAND SCREW TYPE ON CASTER
adjustable height from 135- 215 cm

I.V. TYPE SUPPORT DE VIS SUR ROULETTES
réglable en hauteur de 215 cm 135-

I.V. TIPO TORNILLO SOPORTE DE RUEDA
de altura regulable entre 135-215 cm

I.V. STAND šroubovací ON CASTER
nastavitelná výška od 135- 215cm



07511

I.V. Stand Screw Type Pole Only

07511


I.V. Solo stand Vite Tipo Pole

I.V. Stand Screw Type Pole Only

Intraveineux Tenez-vis Type de Pôle
seulement

I.V. Sólo Soporte Tornillo Tipo Polo

I.V. Stojan Šroub typu Pole pouze



07513



07514

07513

base di una vite . one screw plastic base . la base d'une vis . base de un tornillo . jeden šroub základny

07514

Base in alluminio . Aluminum Base . à base d'aluminium . Base de aluminio . hliník Základna



07515



07516



07517

07515

vassoio rotondo . Round Tray . Plateau rond . Bandeja Redonda . Kulatý zásobník

07516

Bottle Holder . Bottle Holder . Porte-bouteille . Porta Botella . Držák na láhve

07517

Wire Mesh . Wire Mesh . Grillage . de malla de alambre . Drátěné pletivo

All Items Available in Colors:





base in acciaio inossidabile / stainless steel base / base en acier inoxydable / base en acero inoxidable / nerezový podstavec

07518

Bowl Stand (Double)

PORTA CATINO

Realizzato in tubo d'acciaio cromato. Altezza regolabile. Catino in acciaio Inox.

BOWL'S STAND

Manufactured in chrome plated steel tube. Variable height. Stainles Steel bowl.

PORTE-CUPULES

Colonne de support en tube d'acier chromé. Hauteur réglable. Cuvette en acier inoxydable.

SOPORTE PARA CUBETA

Estructura tubular de acero cromado. Altura regulable. Cubeta de acero inoxidable.

POJÍZDNÝ DRŽÁK NA MÍSY

Vyroběn z pochromované oceli, nastavitelná výška. Dodáván s nerezovými mísy 18/10.



base in acciaio inossidabile / stainless steel base / base en acier inoxydable / base en acero inoxidable / nerezový podstavec

07519

Bowl Stand (Single)

PORTA CATINO

Realizzato in tubo d'acciaio cromato. Altezza regolabile. Catino in acciaio Inox.

BOWL'S STAND

Manufactured in chrome plated steel tube. Variable height. Stainles Steel bowl.

PORTE-CUPULES

Colonne de support en tube d'acier chromé. Hauteur réglable. Cuvette en acier inoxydable.

SOPORTE PARA CUBETA

Estructura tubular de acero cromado. Altura regulable. Cubeta de acero inoxidable.

POJÍZDNÝ DRŽÁK NA MÍSY

Vyroběn z pochromované oceli, nastavitelná výška. Dodáván s nerezovými mísy 18/10.



07600
Soiled Linen Trolley (Double)



07601
Soiled Linen Trolley (Single)

PORTA SACCO

Struttura in tubo d'acciaio cromato. Montato su ruote Ø 80 mm . Sacco removibile.

- Struttura smontabile.

SOILED LINEN TROLLEY

Chrome plated frame. Mounted on Ø 80 mm casters. Removable bag.

Knock down construction.

CHARIOT POUR LINGE SALE

Structure en acier chromé. monté sur roulettes Ø 80 mm, Sac amovible.

Structure démontable

CARRO PARA ROPA SUCIA

Estructura de acero cromado. Montado sobre ruedas de Ø 80 mm.

Saco extraíble. Estructura desmontable

VOZÍK NA POUŽITÉ PRÁDLO

Pochromovaná rám. Vozík opatřen kolečky prům. 80 mm. Vyměnitelný vak.

Rozkládací konstrukce.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS /MEDIDAS /ROZMĚRY

07600 Ø cm. 92 x 95 h.

07601 Ø cm. 46 x 95 h.

07800
Examination Lamp

LAMPADA DA ESAME BASE PIEGHEVOLE CON RUOTE

Lampada alogena a basso voltaggio, gas xeno, Potenza: 50W / Attacco:

GU5.3 / Tensione: 12V / Angolo del fascio luminoso: 38 gradi /

Intensità luminosa a 50 cm 11.000 lux / Temperatura colore 3000°K

EXAMINATION LAMP FOLDABLE BASE W/CASTORS

Halogen low-voltage, xenon gas-filled Wattage: 50W / Cap-base: GU5.3 /

Voltage: 12V / Beam angle: 38 degree Luminous intensity at 50 cm:

11.000 Lux / Colour temperature °K: 3000

LAMPE MEDICALE HALOGENE BASE PLIABLE SUR ROULETTES

Lampe halogene faible voltage, gaz xenon, Puissance : 50 W / Culot :

GU5.3 / Voltage : 12 V / Angle du faisceau lumineux : 38 degres / Intensite

lumineuse (Lux) a 50 cm: 11.000 / Temperature de la couleur (°K): 3000

LÁMPARA BASE PELGABLE CON RUEDAS

Lámpara halógena de bajo voltaje, gas xenón, Potencia: 50W / Clavija:

GU5.3 / Voltaje: 12V / Ángulo del haz luminoso: 38° / Intensidad luminosa

(Lux) a 50 cm: 11.000 / Temperatura del color (°K): 3.000

HALOGENOVÁ PODSTAVCEM NA KOLEČKÁCH

Halogenová lampa s nízkou spotřebou, xenonová žárovka, Příkon:

50W / Typ připojení: GU5.3 / Napětí: 12V / Úhel svazku světla: 38 stupňů /

Intenzita osvětlení v 50 cm: 11.000 Lux / Teplota barvy světla: 3.000 °K





07802
Examination Lamp

LAMPADA VISITA CON LAMPADINA ALOGENA

Costruita in tubo d'acciaio cromato. Base smontabile in acciaio inossidabile con 5 ruote.

EXAMINATION LAMP COMPLETE WITH HALOGEN BULB

Chrome plated steel tubing. Foldable stainless steel base with 5 castors.

LAMPE D'EXAMEN AVEC AMPOULE HALOGENE

Tube d'acier chromé. Piètement pliant d'acier inoxydable avec 5 roulettes.

LUZ PARA RECONOCIMIENTO CON BOMBILLA HALÓGENA

Estructura tubular de acero cromado. Base plegable de acero cromado con 5 ruedas.

HALOGENOVÁ VÝŠETŘOVACÍ LAMPA

Vyrobena z pochromované ocelové trubky. Skládací pochromovaná základna s 5 kolečky. Lampa je výškově stavitelná.



07803
Examination Lamp

Costruita in tubo d'acciaio cromato. Base smontabile in acciaio inossidabile con 5 ruote.

EXAMINATION LAMP

Chrome plated steel tubing. Foldable stainless steel base with 5 castors.

LAMPE D'EXAMEN

Tube d'acier chromé. Piètement pliant d'acier inoxydable avec 5 roulettes.

LUZ PARA RECONOCIMIENTO

Estructura tubular de acero cromado. Base plegable de acero cromado con 5 ruedas.

VÝŠETŘOVACÍ LAMPA

Vyrobena z pochromované ocelové trubky. Skládací pochromovaná základna s 5 kolečky.

Lampa je výškově stavitelná.



PARAVENTO

Epossidica in acciaio cromato o verniciato placcato 600 millimetri x 1750 mm per tubo quadro, tende di plastica retardent lavabile e fiamme. Montato su ruote 50 millimetri. Struttura smontabile.

WARD SCREEN

Epoxy painted steel or chrome plated 600 mm x 1750 mm per panel tube, plastic curtains washable and flame retardent. Mounted on 50 mm casters. Knock down construction.

PARAVENT

Acier peint époxy ou chromé 600 mm x 1750 mm par tube de panneau, rideaux en plastique lavable et retardent la flamme. Monté sur roulettes de 50 mm. Construction démontable.

BIOMBO

Epoxy de aço pintado ou cromado 600 milímetros x 1750 mm por tubo de painel, cortinas de plástico lavável e retardantes de chama. Montado em 50 rodízios mm. Derrubar construção.

PARAVAN

Epoxidice oțel vopsit sau cromat 600 mm x 1750 mm pe tub panou, perdele de plastic retardent lavabil și flacăără. Montat pe 50 mm Role. Demola construcții.

CODE DIMENSION

Epoxy Painted Steel

07900	2	Pannelli • Panels • Panneaux • Paños • Dilný
07901	3	Pannelli • Panels • Panneaux • Paños • Dilný
07902	4	Pannelli • Panels • Panneaux • Paños • Dilný

Chrome Plated

07903	2	Pannelli • Panels • Panneaux • Paños • Dilný
07904	3	Pannelli • Panels • Panneaux • Paños • Dilný
07905	4	Pannelli • Panels • Panneaux • Paños • Dilný



07900
Ward Screen

NEGATIVOSCOPIO

Modello a parete in plastica bianca angoli di illuminazione schermo fluorescente protetta da ABS e alluminio

X-RAY FILM VIEWERS

Wall model white plastic screen fluorescent lighting corners protected by ABS and aluminum

NEGATOSCOPE

Modèle de mur coins d'éclairage fluorescent à l'écran en plastique blanc protégée par ABS et aluminium

NEGATOSCOPIO

Modelo de pared de plástico blanco esquinas de iluminación fluorescente de pantalla protegido por ABS y aluminio

PROHLÍZEČ RTG SNÍMKŮ - NEGATOSKOP

Nástěnná Model zástěna plastová bílá zářivkové osvětlení rohy chráněny ABS a hliníku

CODE DIMENSION

07906	X-Ray Film Viewer Single
07907	X-Ray Film Viewer Double
07908	X-Ray Film Viewer Triple



07906

07907

X-Ray Film Viewers

08000 / 08001

Mounting Step

SCALETTA

Gradino ricoperto con gomma antiscivolo. tubo in acciaio cromato. Struttura smontabile.

MOUNTING STEP

Step covered with anti slip rubber. Chrome plated frame. Knock down construction.

MARCHEPIED

Marche avec revêtement antidérapant. Structure en acier chromé. Structure démontable.

ESCABEL

Tope antideslizante en goma. Estructura de acero cromado. Estructura desmontable.

SCHÜDKY

Plastická stupátka s protiskluzovou gumou. Pochromovaná rám. Rozkládací konstrukce.



08000 / 08001

Mounting Step (Single)

08002 / 08003

Mounting Step (Double)

08002 / 08003

Mounting Step

SCALETTA

Gradino ricoperto con gomma antiscivolo. Struttura smontabile in acciaio inox.

MOUNTING STEP

Step covered with anti slip rubber. Stainless steel tube. Knock down construction.

MARCHEPIED

Marche avec revêtement antidérapant. Tube d'acier inox. Structure démontable.

ESCABEL

Tope antideslizante en goma. Tubo de acero inox Estructura desmontable.

SCHÜDKY

Plastická stupátka s protiskluzovou gumou. Z nerezové oceli. Rozkládací konstrukce.



008004

Pedal Bin

Poubelle A Pedale

In Stainless steel
Removable plastic Interior Bucket
En Acier Inoxydable.
Seau intérieur amovible en plastique.



08005

Mounting Step

CATINO PER GESSO

Realizzato in acciaio Inox 18/10 senza saldature.

PLASTER BOWL

Manufactured in 18/10 stainless steel w/o welding.

CUPULE POUR PLÂTRE

Acier inoxydable 18/10 sans soudure.

CUBETA PARA ESCAYOLA

De acero inoxidable 18/10. Estampada sin soldaduras

MÍSA NA SÁDRU

Vyrobena z nerezové oceli 18/10 bez svar.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

08005 Ø 28 X 26 H (cm) Lt.10



08006

Kick Bucket

BASTARDELLA

Realizzata in acciaio Inox 18/10. Montata su 5 ruote Ø 50 mm.

KICK BUCKET

Manufactured in 18/10 stainless steel. Mounted on 5 casters Ø 50 mm.

BAC A DECHETS

Acier inoxydable 18/10. Monté sur 5 roulettes Ø 50 mm.

CUBO PARA RESIDUOS

De acero inoxidable 18/10. Montado sobre 5 ruedas de Ø 50 mm.

POJÍZDNÝ KBELÍK

Vyroběn z nerezové oceli 18/10, podstavec na pěti kolečkách prům. 50 mm.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

08006 Ø 50 X 35 H (cm) Lt. 10



08007

Kick Bucket

BASTARDELLA

Realizzata in acciaio Inox 18/10. Montata su 5 ruote 2 antistatiche Ø 50 mm.

Paraurti circolare

KICK BUCKET

Manufactured in 18/10 stainless steel. Mounted on Ø 50 mm 5 casters 2 of which antistatic. All around bumpers

BAC A DECHETS

Acier inoxydable 18/10. Monté sur 5 roulettes 2 A/S Ø 50 mm. Tout autour de pare-chocs

CUBO PARA RESIDUOS

De acero inoxidable 18/10. Montado sobre 5 ruedas 2 A/S de Ø 50 mm. A su alrededor los parachoques

POJÍZDNÝ KBELÍK

Vyroběn z nerezové oceli 18/10, podstavec na pěti kolečkách prům 2 A/S. 50 mm.

Všude kolem nárazníky

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

08007 Ø 50 X 34,5 H (cm) 3,6 kg. Lt. 10



08008

Bowl

CATINO

Realizzato in acciaio Inox 18/10 Ø 32 cm. Capacità 4 lt.

BOWL

Stainless steel 18/10 Ø 32 cm. Capacity 4 lt.

CUVETTE

Acier inoxydable 18/10, Ø 32 cm. Capacité 4 lt.

CUBETA

Acero inoxidable 18/10, Ø 32 cm. Capacidad 4 lt.

NEREZOVÁ MÍSA

Vyrobena lisováním z nerezové oceli 18/10, prům. 32 cm, objem 4 litry.

MODEL DIMENSIONI / SIZE / DIMENSIONS / MEDIDAS / ROZMĚRY

08008 Ø 28 X 10 H (cm) Lt.4



Noal More, Roras Road,
Sialkot 51310 - Pakistan.



0092 323 4303862



0092 323 4303862



info@caremedical.com



www.caremedical.com

